

ECG 03 PISTES

Modèle : Imac 300

Marque : Zoncare

Origine : Chine



Spécifications :

- Acquisition simultanée de 12 leads
- Protection intégrée contre le défibrillateur
- Écran LCD HD de 5,6 po avec grille standard
- Modes d'échantillonnage:
 - Temps réel / pré-échantillonnage / déclenchement
 - Échantillonnage / période d'échantillonnage
- Modes manuel / automatique / rythme
- Affichage 3 x 4,3 x 4 + 1R, 12 x 1
- Prend en charge plusieurs langues

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N°12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou

TEL.:026 41 98 85 / 0560 57 76 83 fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com

WWW.DARELMED.COM

Importation d'équipements médicaux

- Électrode Coupure Alarme (Diagramme)
- Mesure et analyse automatiques
- Prise en charge de la détection PACE
- Prend en charge le format PDF, lire directement via un USB vers un PC pour le visualiser sans logiciel auxiliaire.
- WIFI intégré.
- Impression sur imprimante intégré (papier thermique) ou externe(HP) en format A4.
- PNG / DCM / XML / ZQECG / HL7 / PDF
- Formatage du stockage des rapports
- La machine prend en charge pour connecter le scanner,
- Lecteur de carte et autres informations patient dispositif d'entrée

Caractéristiques techniques :

Taux d'échantillonnage :	32000Hz (pièces)
Réponse en fréquence :	0,01 à 350 Hz
Constante de temps :	$\geq 3,2$ s
CMRR:	≥ 130 dB
Courant de fuite du patient:	$< 10\mu\text{A}$
Circuit d'entrée:	$< 50\mu\text{A}$
Niveau de bruit:	$\leq 10\mu\text{V}_{p-p}$
Valve de sensibilité:	$20 \mu\text{V}$
Tension de polarisation:	$\pm 610\text{m}$
Tension d'étalonnage:	1 m
Décalage A / D:	24 bits
Impédance d'entrée:	$\geq 50 \text{ M}\Omega$ (10 Hz)
Sensibilité :	2,5, 5, 10, 20, 40 Auto mm / mV
Vitesse du papier:	5, 6,25, 12,5, 25, 50 mm / s
Mode d'enregistrement:	imprimante à matrice thermique 8 points / mm (vertical) 40 points / mm (horizontal, 25 mm / s)
Type de papier: papier plié en Z ou papier rouleau	
Taille du papier:	80 mm / 20 m
Réglage du filtre:	AC: 50 / 60Hz;

Dimension et poids:

Équipement: 260 mm * 180 mm * 55 mm; 1,5 kg
Paquet: 420mm * 330mm * 250mm ;; 3,6 kg

Moniteur:

Écran LED HD de 5,6 pouces

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N°12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou

TEL.:026 41 98 85 / 0560 57 76 83 fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com

WWW.DARELMED.COM

Importation d'équipements médicaux

Puissance électrique:

AC: 100V-240V, 50Hz / 60Hz, 75VA

DC: batterie au lithium intégrée

Capacité de la batterie: 1900 mAh

Fonctionnement continu:

AC \geq 8h et

DC \geq 6h

Temps de recharge:

La batterie est chargée à 90% pour pas plus

Plus de 3 heures, et facturé à 100% pour aucun plus de 3,5 heures

Stockage de données: Max. 1000 ensembles; carte SD compatible, USB, disque dur portable et stockage réseaux.

Conditions environnementales:

Température de transport: $-20\text{ °C} \sim +55\text{ °C}$

Humidité relative: 10% \sim 95%

Pression atmosphérique: 50kpa \sim 106kpa

Température de fonctionnement: $5\text{ °C} \sim +40\text{ °C}$

Humidité relative: 20% \sim 85%

Pression atmosphérique: 70kPa \sim 106kPa

Entrées et sorties système

Interface 2 x USB2.0 / LAN / SD

Paquet standard

Appareil ECG iMAC 300 (avec batterie)

Câble patient

Électrodes thoraciques

Électrodes de membre

Papier d'impression thermique

Cordon d'alimentation

Fil de mise à la terre

Manuel de l'Utilisateur

Axe de papier