

## *Thermosoudeuse*

*Modèle : sun740*

*Marque : MINGTAI*

*Origine : chine*



### *Spécifications:*

- La coque en acier inoxydable est à la mode et offre de bonnes performances d'isolation et de sécurité.
- Couteau facile à changer
- lame chirurgicale standard externe, facile à obtenir
- La coque en plastique est à la mode et offre de bonnes performances d'isolation.
- Remplacement pratique de la lame
- lame chirurgicale externe standard.
- Composé de papier médical et de couches de polypropylène, l'achèvement du processus de stérilisation est indiqué par un changement de couleur de police.

## Importation d'équipements médicaux

- Les instruments qui doivent être stérilisés sont scellés et emballés, de sorte que les instruments stérilisés puissent être maintenus stériles pendant une longue période.
- Ils ont diverses spécifications telles que des largeurs de 5 cm, 7 cm et 10 cm pour répondre aux besoins d'étanchéité des instruments de tailles différentes.

### Caractéristiques techniques :

- **Tension : AC220V  $\pm$  10%**
- **La fréquence : 50 / 60Hz  $\pm$  1Hz**
- **Puissance : 500 W**
- **Tube fusible : T3A**
- **Largeur de joint : 250mm**
- **Indentation large : 10 mm**
- **Dimension du colis : 430 x 350 x 260 mm**