

## SCIALYTIQUE MOBILE LED AVEC BATTERIE

**Modèle : LED 500**

**Marque : CH MEDICAL**

**Origine : Chine**



### **Spécifications techniques :**

Lampes LED médicale.

Lumière froide sans infrarouge.

Luminance élevée avec un rendu des couleurs optimal.

Conçu pour fournir un flux Lumineux avec un indice de rendu des couleurs et une température de couleur très proches de la lumière naturelle du jour.

Sources lumineuses durables.

**Caractéristiques techniques :**

Éclairage central à 1 m de distance de travail :	40 000-160 000 lux
Taille du champ lumineux focalisable à 1 m :	120-300mm
Température de couleur :	3000-6700K
Profondeur de champ :	>700mm
Indice de couleur Ra :	95
Alimentation :	110-240V 50/60Hz
Diamètre de la coupole :	500mm
Consommation électrique (W) :	48