

**POUSSE SERINGUE DEUX VOIES**

**Modèle : SP2**

**Marque : DEEPMED**

**Origine : CHINE**



**Spécifications :**

- Auto-identification automatique des seringues : 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60 ml
- Compatible avec tout type de seringues,
- 25 types d'unités de vitesse d'injection,
- 5 modes d'injection: ml / h mode, mode de poids corporel, le mode Volume-Temps,
- Alarmes visuelles et sonores,
- Batterie rechargeable autonomie de charge : 8 heures
- Pôle de serrage peut être ajustée à 360 °C,

<b>Seringues applicables :</b>	5 ml, 10 ml, 20 ml, 30ml 50 ml, 60 ml
<b>Précision :</b>	+/- 2% avec un calibrage correct
<b>Mode taux :</b>	0.1 ml/h-2000, 0 ml/h (0.1ml/h ou 1 ml/h étape)
<b>Mode horaire :</b>	SOL.VOL : 0,1-9999,9 ml (0,1 ml étape) Temps : 00 : 01- 99 : 59 (1 min étape)
<b>Mode dosage :</b>	Volume : 0,1-999.9 ml (0.1ml étape) Masse de drogue : 0.1-999.9 mg (0.1 mg étape) Dose : 0.001-9999 (0.001 étape) Poids : 0.1-300 kg (0.1 kg étape)
<b>Plage de volume total :</b>	0.1-9999.9 ml (0.1 ml étape)
<b>Mode bibliothèque de médicaments :</b>	Disponible
<b>Mode séquentiel :</b>	Disponible
<b>Taux de purge :</b>	Programmable et ajustable
<b>Taux KVO :</b>	0.0 – 5.0 ml/h, Programmable et ajustable
<b>Pression d'occlusion DPS :</b>	25 niveaux de réglage
<b>Alarmes :</b>	lâche, occlusion, vide, presque vide, taux anormal, Batterie faible, pas de batterie, infusion terminée, aucune action, désengagement du piston de la seringue
<b>Taux de bolus :</b>	0.1-2000ml/h, Programmable et ajustable, automatique /manuel bolus disponible
<b>Volume du bolus : plage :</b>	1.0 ~ 50.0 ml, (0.1 ml étape)
<b>Interface : RS – 232</b>	
<b>Luminosité :</b>	1 ~ 10 les niveaux peuvent être sélectionnés
<b>Documents d'histoire :</b>	2000 événements stockés peuvent être vérifiés et téléchargés
<b>Source d'énergie :</b>	Alimentation AC : 100 à 240 V (+/-10 %), 50/60 Hz ; Alimentation DC : 12 ~ 15 V, Puissance > 15 W ; Batterie au lithium intégrée : Rechargeable, 11,1 V, 2000 mAh. 08 heures de fonctionnement continu
<b>Classe de protection :</b>	Classe I, Type CF, IP44
<b>Dimensions :</b>	350 x 150 x 220 mm
<b>Taille de paquet :</b>	380 x 230 x 60 mm
<b>Poids net / poids brut :</b>	4 Kg /4.5 Kg