

Scialytique mobile LED 04 réflecteurs

Modèle : WYLEDKL4

Marque : WEYUAN

Origine : CHINE



Spécifications :

Haute intensité de 100 000 lux à 1 mètre.

La température de couleur de 4 500 K offre une coloration naturelle et vraie.

Rendu précis des couleurs.

Super éclairage à cavité profonde.

Excellent contrôle des ombres.

Efficacité énergétique.

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N°12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou

TEL.:026 41 98 85 / 0560 57 76 83 fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com

WWW.DARELMED.COM

Lampes LED Osram fabriquées en Allemagne avec une durée de vie de 50 000 heures, fournit une lumière blanche et froide

Mécanisme de mise au point extrêmement fluide avec le bouton de mise au point.

Moins d'entretien, offre le meilleur résultat pour les hôpitaux.

Caractéristiques techniques :

| | |
|--|------------------------------|
| Éclairage : | 40 000-100 000 lux, réglable |
| Température de couleur : | 4500±500K |
| Indice de rendu des couleurs : | 95% |
| Taille du champ lumineux : | 150-300 mm |
| Profondeur d'éclairage : | 800 mm |
| Puissance de l'ampoule : | 1 W |
| Diamètre de la tête de lampe : | 500 mm |
| Quantité de LED : | 20 |
| Échauffement à la tête du chirurgien : | Moins de 2°C |