

Scialytique mobile 5 réflecteurs halogène

Modèle : WYKL5

Marque : WEYUAN

Origine : CHINE



La lampe opération modèle X-CORALIE est une scialytique verticale, mobile et sur pieds. Elle est idéale pour un éclairage des blocs opération et des salles d'examen. Elle est dotée de 5 réflecteurs et est conçue pour permettre un éclairage tout en éliminant l'ombre des objets où des personnes. Cette lampe d'opération répond aux exigences de l'éclairage pour les opérations chirurgicales. Cette lampe d'opération mobile est dotée d'un dispositif de freinage.

Spécifications :

Haute intensité de plus de 80 000 lux à 1 mètre ;

La température de couleur de 4 000 K offre une coloration naturelle et vraie ;

Utilise cinq ampoules halogènes - chacune évaluée avec une durée de vie de 2000 heures ;
ampoules

Câblées en parallèle pour un fonctionnement continu ;

Mécanisme de mise au point extrêmement fluide avec poignée centrale ;

Fonctionnement au frais pendant de longues heures d'utilisation ;

Deux freins silencieux pour une utilisation en toute sécurité ;

Mouvement régulier et fluide de la tête d'éclairage ;

Durable et économique.

Réflecteurs multi-angles conçus par CAD / CAM, éliminent

Caractéristiques techniques :

Éclairage : 20 000 à 80 000 lux, réglable

Température de couleur : 4000±500K

Tension principale : C.A. 220V±10% 50Hz

Tension ampoule : AC24V

Indice de rendu des couleurs : 85%

Taille du champ lumineux : 150 ± 35 mm

Profondeur d'éclairage : 450 mm

Quantité d'ampoules : 5 pièces

Puissance de l'ampoule : 24 V/25 W

Diamètre de la tête de lampe : 500 mm

Echauffement à la tête du chirurgien : Moins de 10°C