

## Distillateur 10L

Modèle : HS.Z11.10L

Marque : FAITHFUL

Origine : CHINE



### **Descriptions :**

- La conception globale de la coque en acier inoxydable.
- L'évaporateur, le condenseur et les tuyaux de chauffage sont en acier inoxydable.
- Caractérisé par anti-corrosion, résistant au vieillissement, opération facile et fonction stable, Et sécurité et durabilité.
- Le voyant lumineux indique l'état de fonctionnement.
- Condenseur à tube spiralé en acier inoxydable permet un bon échange de chaleur et un grand Débit d'eau.

### Caractéristiques techniques :

Capacité :	10 L /H
Matériel :	Acier inoxydable
Contribution :	380v
Puissance de chauffage :	7.5kw
Poids net / Poids brut :	8 / 11kg
Taille d'emballage (mm) :	340×300 × 580 mm