

BAC A ULTRASOSN 3.2 L

Modèle: FSF-020S

Marque : FAITHFUL

Origine : CHINE



Caractéristiques techniques :

- Utiliser l'eau du robinet ordinaire, l'alcool ou le solvant comme nettoyage;
- Effet de nettoyage transducteurs à haute puissance observable macroscopiquement
- Brillance des objets nettoyés.
- Ecran LCD permet le Réglage de temps, le démarrage et la température
- La coque, la cuve et le couvercle, sont en acier inoxydable haut de gamme;
- Système de température constant avec chauffage;

Spécifications :

La fréquence :	40 kHz
Transducteur (PCS) :	2
Capacité :	3.2L
Réservoir Taille (L x w x h Mm) :	240 x 135 x 100 mm
Taille de l'unité (L x w x h mm) :	265 x 165 x 220 mm
Puissance de chauffage :	150W
Puissance ultrasonique (w) :	120 W
Minuteur :	0-30min
Chauffage :	RT-80°C
Poids net / Poids brut (KG) :	3.6 / 4.3 kg