

BAIN MARIE EN PLEXIGLAS 9.2 L

Modèle: DK-98-IV
Marque: FAITHFUL
Origine: CHINE



Description :

- Cuve transparente permettant de visualiser des échantillons à l'intérieur
 - Un double afficheur numérique permet de contrôler visionner à tout moment et en même temps la température de consigne et la température du bain
 - Afficheur : LED
 - Sécurité : coupure du circuit électrique et alarme sonore si niveau d'eau insuffisant
- Interrupteur avec voyant de mise sous tension support de tubes à essai Ø 18 mm

Caractéristiques techniques :

Alimentation :	100- 240 V / 50 Hz
Puissance (kw) :	0.8
Température de Mouvement (°C) :	±0.5 C°
Réglage de Température ambiante (°C) :	RT + 5 ~ 100
Sensibilité de Température (°C) :	≤ ±1 C°
Hauteur d'étagères (mm) :	Distance de 100mm inférieur
Diamètre des trous d'étagères :	∅ 16-18mm
Taille de la chambre interne (L * W * H) :	280 x 220 x150
Taille extérieure (L x W x H) :	400 x260x 190
Taille d'emballage (L x W x H) :	450 x350 x270
Poids net. Poid brut (KG):	3.5 - 5 kg