

AUTOCLAVE DE PAILLASSE

« Classe B » 50 Litres



Caractéristiques :

- Commutateur de porte automatique
- Réservoir intérieur en acier inoxydable de qualité, couvercle scellé
- Contrôle par micro-ordinateur
- Dispositif de verrouillage de sécurité
- Trois programmes tests: test BD, test HELIX & test sous vide.
- Ecran à affichage LED et fonctionnement inductif
- Équipé d'une interface de test standard
- Réservoir d'eau supérieur
- Norme européenne CLASSE B.
- Avec fonction de protection automatique : protection contre la surchauffe, protection contre la surpression, protection contre le niveau d'eau bas, anti-brûlure à sec.
- Serrure de porte de sécurité.
- Vide fractionné en trois cycles
- Rappel Sonore après stérilisation & arrêt automatique.
- Évacuation automatique de l'air froid, évacuation automatique de la vapeur après stérilisation.
- Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée
- Avec imprimante intégrée

AUTOCLAVE DE PAILLASSE

« Classe B » 50 Litres

Paramètres technique :

Modèle	DGT-50Z
Paramètres technique	
Volume	50L
puissance	3.5kw
Voltage	220V,60HZ/50HZ
Pression de travaille nominale	0.22Mpa
Temperature de travaille nominale	134°C
Volume de la chambre	Ø316×645
Dimension externe	657×870×575
Taille d'emballage (L×L× H)	980×770×690
Poids Brut/Net	142/105KG