

Module de traction orthopédique standard

Marque : chmedical

Origine : CHINE



Caractéristiques techniques :

Ce banc est principalement utilisé pour l'opération chirurgicale des membres inférieurs. Il peut être combiné avec diverses tables d'opération, table d'opération électrique et manuelle, et peut effectuer la traction des membres inférieurs du patient et peut être ajusté pour différentes positions.

Longueur : 1700 mm

Largeur : 780 mm

Hauteur (MIN) : 750 mm

Hauteur (Max) : 1000 mm

Rang de traction : 1000 mm

Élévation de support latéral : 200 mm