

AUTOCLAVE DE PAILLASSE CLASSE B CAPACITE : 50 Litres

Type : DGT-50Z

Marque : DENG GUAN

Origine : CHINE



Caractéristiques techniques :

- Autoclave horizontal à vapeur de classe B
- Chambre en acier inoxydable grande capacité (volume 50L)
- Panneaux d'habillage peint en époxy
- Chauffage électrique
- Réservoir intérieur en acier inoxydable de qualité, couvercle scellé
- Système de commande par microprocesseur
- Fonction de protection automatique : protection contre la surchauffe, protection contre la surpression, protection contre le niveau d'eau bas, anti-brûlure à sec
- Cycles programmés à 121°C et 134°C avec phase de séchage par pompe à vide
- fermeture motorisé de la porte assurant une étanchéité parfaite de la chambre de stérilisation
- Sécurité et qualité sont conformes aux exigences des normes européennes
- Ecran a affichage LED, TACTILE, BLEU et fonctionnement inductif Contrôle des paramètres:
 - Température
 - Pression
 - l'état et le temps du cycle

- Imprimante à papier thermique.
- Deux plateaux en acier inoxydable
- Trois programmes tests: test BD, test HELIX & test sous vide.
- Équipé d'une interface de test standard
- Vide fractionné en trois cycles
- Rappel Sonore après stérilisation & arrêt automatique.
- Évacuation automatique de l'air froid, évacuation automatique de la vapeur après stérilisation.
- Générateur de vapeur intégré pour fournir rapidement de la vapeur saturée
- Commutateur de porte automatique
- Dispositif de verrouillage de sécurité
- Équipé d'une interface de test standard
- Serrure de porte de sécurité.
- Vide fractionné en trois cycles
- Manuel d'utilisation et Technique

Paramètres :

Volume :	50 L
Puissance :	3.5kw
Voltage :	220V, 60HZ/50HZ, monophasé
Pression de travaille nominale :	0.22Mpa
Température de travaille nominale :	134°C
Volume de la chambre :	Ø316x645
Dimension externe :	657x870x575
Taille d'emballage (LxLx H) :	980x770x690
Poids Brut/Net :	142/105KG