

TABLE GYNECOLOGIQUE MECANIQUE

Modèle : JHC-06B

Marque : NANTONG (depuis 1954)

Origine : CHINE



Spécifications techniques :

La table est utilisée en gynécologie et obstétrique, accouchement, opération gynécologique, diagnostic et examen.

- Le lit peut être élevé ou abaissé hydrauliquement au moyen
- Les plaques de jambe peuvent être rotatives ou démontable.
- Équipé d'une cuvette.
- Le cadre supérieur, le couvercle latéral, les couvercles intérieurs et extérieurs du châssis, la cuvette sont en acier inoxydable.

- JHC-06B section arrière de haut en bas, les fonctions Trendelenburg et Trendelenburg inversées utilisent une vis sans fin, un engrenage à roue actionnable des deux cotés de la table

Caractéristiques techniques :

Trendelenburg inversé :	10°
Trendelenburg :	20°
Section arrière haut/bas :	45°/10°

Dimensions :

Longueur :	1900 mm
Largeur :	600 mm
Hauteur :	(680~930) mm