

Chariot d'urgence

Modèle : PSD-ET750-22

Marque : PSD

Origine : CHINE



L'étage supérieur a des bords hauts.

Tablette latéral coulissante et étagère de défibrillateur.

05 tiroirs avec des séparateurs à l'intérieur, serrure centralisée et cartes

D'étiquettes.

Dimensions: 750 x 480 x 930 mm

Potence en INOX et en ABS.

Support de contenant d'élimination des aiguilles.

Boite de rangement.

02 poubelles latérales

Roues en ABS luxueuses et silencieuses (deux avec freins) antistatiques,

4 Anti-enchevêtrement de cheveux, mouvement léger et flexible.