

Importation de matériel médical
CONGELATEUR 528 LITRES

Modèle : DH-HL528SA

Marque : MELING

Origine : CHINE



La nouvelle structure du surgélateur pour laboratoire et médical est dotée de 2 portes intérieures indépendantes.

L'isolation en mousse optimisée à l'intérieur des portes offre de meilleures performances thermiques.

Deux compresseurs, si l'un est endommagé, l'autre peut maintenir la température à -70° de manière stable

Caractéristiques techniques :

Congélateur très basse température -86°C

Alimentation :	220-240/50
Capacité :	528 LITRES
Taille interne :	585 x 696 x 1266 mm
Taille externe :	930 x 1041 x 1947 mm
Taille du colis :	1035 x 11165 x 2158 mm
NO/GW :	296 356 kg

Performance :

Plage de température :	- 40 ~ -86°C
Température ambiante :	16-32°C
Performances de refroidissement :	-86°C
Classe climatique :	N
Contrôleur :	Microprocesseur
Affichage :	écran tactile HD 7"

Construction:

Matériau extérieur :	Tôle d'acier laminé à froid
Matériau intérieur :	Acier inoxydable
Étagères :	3 (acier inoxydable)
Port de test d'accès :	2 pièces, 25 mm
Roulettes :	4+ (2 pieds de nivellement)
Enregistrement de données/intervalle/durée d'enregistrement :	USB/enregistrement toutes les 5 minutes/10 ans
Batterie de réserve :	oui

Alarme :

Température :	haute/basse température, Température ambiante élevée
---------------	---

Électricité :	Panne de courant Batterie faible Panne de détection d'alimentation de la batterie
---------------	---

Système :	Défaillance du capteur Erreur de communication de la carte principale Alarme de surchauffe du condenseur Porte entrouverte, Défaillance du système
-----------	---

PERFORMANCES ET QUALITES

Le congélateur HC ultra basse température peut être utilisé comme congélateur de laboratoire, congélateur médical ultra bas et congélateur, adapté pour une application dans les hôpitaux, les systèmes de santé et de prévention des maladies, les collèges et universités, les instituts de recherche, l'industrie électronique, les laboratoires dans les collèges et universités, génie biologique, etc.

- Premier fabricant chinois de congélateurs à ultra-basse température.
- Équipé d'un compresseur SECOP et de célèbres ventilateurs EBM de marque allemande.
- Réfrigérant hydrocarbure breveté sans CFC adopté pour une réfrigération rapide et respectueux de l'environnement.
- Capteurs de résistance en platine PT-100 pour détecter avec sensibilité les changements de température.
- Clavier verrouillable et mot de passe protégé pour empêcher le réglage des paramètres sans autorisation.
- Équipé d'un panneau d'isolation sous vide VIP Plus en isolation moussante de 130 mm pour assurer la stabilité de la température.
- Conçu avec une porte avant verrouillable avec poignée pleine hauteur pour empêcher tout accès non autorisé.
- Pour un stockage en toute sécurité, il permet un délai de démarrage de la machine et une protection contre la mise hors tension.
- Pour les roulettes, il est équipé de 4 roulettes PCS et de 2 pieds de nivellement pour un déplacement facile.
- Les configurations optionnelles sont une lampe d'avertissement, un système de surveillance de température intelligent, un enregistreur de température et un système de secours CO2.