

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

## *Thermosoudeuse*

*Marque : BEST*

*Origine : CHINE*



*La thermosoudeuse peut être utilisée sur une table ou accrochée au mur*

### *Spécifications:*

- *Voltage : 110V-240V AC*
- *Puissance : 100 W*

**Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable**

- *Fréquence : 50/60 HZ*
- *Temps de chauffe : 3 minutes*
- *Poids : 7 Kg*
- *Dimensions : 445x325x205 mm*