

Chariot de transport malade

Marque : PSD

Origine : CHINE



CHARIOT TRANSFERT MALADE:

- C'est un type de civière à transfert manuel
- Structure en acier peint époxy
- Fonctionnement manuel à manivelle permettant d'ajuster la hauteur entre 530-820 mm
- Dossier réglable entre 0°-80°
- Barrières latérales rabattables et plateforme patient en ABS
- Quatre roulettes pivotantes de 125 mm et une cinquième roulette de direction sous le châssis, qui contribue à améliorer la maniabilité
- Système de freinage à commande centrale stable et fiable
- support de potence
- Capacité de chargement : 300 kg
- Dimensions : 1930x640x530~820 mm