

Centrifugeuse d'hématocrite

Modèle: TG-12

Marque : SK centrifuge

Origine : CHINE



Caractéristiques :

- TG-12 est destiné à tester l'hématocrite
- Moteur sans balais. Accélération et décélération rapides
- Verrouillage électrique du couvercle. Impossible d'ouvrir le couvercle lorsque le rotor tourne
- Contrôle par microprocesseur. Boîtier en acier de haute qualité. Chambre en acier inoxydable
- Affichage LED des paramètres importants en temps réel et des valeurs réelles
- Vitesse maximale : 12000 tr/min
- FCR maximale : 15800xg
- Capacité : Tube capillaire 24 pièces
- Plage de minuterie : 0-99m59s
- Précision de la vitesse : ± 20 tr/min
- Fonction de conversion RCF et PRM : Oui