

Centrifugeuse de paillasse 36 tubes

Marque : SK CENTRIFUGE

Type : TD-500

Origine : CHINE



Ventilé | Basse vitesse | Sur paillasse

Fonctions conviviales

jusqu'à 1000 programmes définis par l'utilisateur

jusqu'à 1000 historiques de fonctionnement, exportables via USB

jusqu'à 40 vitesses d'accélération et de décélération

mode de centrifugation multi-étapes jusqu'à 5 étapes disponible

plage de minuterie jusqu'à 99h59m59s, par incréments de 1 seconde

Contrôle par microprocesseur

Verrouillage électronique motorisé de la porte

La porte ne peut pas être ouverte lorsque le rotor est en rotation

Vérin à gaz pour empêcher la chute brutale de la porte

Orifice dans la porte pour l'étalonnage et la vérification du fonctionnement

Déverrouillage d'urgence de la porte

Mot de passe pour verrouiller l'appareil

Écran tactile LCD

Écran tactile : Affichage simple et clair de tous les paramètres.

Réglage facile des paramètres : Paramètres rapidement configurables via l'écran tactile.

Saisie directe du RCF : La force centrifuge relative (RCF) peut être saisie directement.

Conversion automatique : Conversion automatique entre RPM et RCF.

Utilisable avec des gants : L'écran tactile reste réactif même avec des gants.

Réglage en cours de fonctionnement : Les paramètres peuvent être modifiés même lorsque le rotor est en rotation.

Caractéristiques techniques:

Vitesse maximale : 5000 tr/min

RCF maximale : 4650 ×g

Capacité maximale : 6 × 50 ml

Précision de la vitesse : ±10 tr/min

Plage de réglage du temps : de 1 seconde à 99 h 59 min 59 s

Taux d'accélération/décélération : 40 niveaux

Niveau sonore : ≤ 60 dB(A)

Consommation électrique : 500 W

Dimensions : 495 × 400 × 420 mm

Poids : 27 kg