

BILIRUBINOMETRE

Type: L11C

Marque :LUCKOME

Origine : PRC



Fonctionnalités :

- Grand capteur, algorithme unique de calibration par pression, garantit une mesure précise
- Léger, design portable, facile à utiliser
- Mesure non invasive, avec fonction de filtrage ultraviolet, mesure sûre et rapide
- Source lumineuse LED, faible consommation d'énergie, pas de temps d'attente avant chaque mesure
- Écran couleur TFT, affichage clair de la valeur mesurée et du statut de la batterie
- Unités interchangeables entre $\mu\text{mol/L}$ et mg/dL
- 20 ensembles de données stockées, revue circulaire
- Connexion Bluetooth avec smartphone pour transfert et affichage des données
- Batterie Li-ion rechargeable, port TYPE-C pour une charge rapide
- La batterie permet jusqu'à 1000 mesures

Spécifications

Affichage :	Écran couleur LCD de 1,3 pouces
Mode de mesure :	Méthode à double longueur d'onde
Plage de mesure :	0-425 µmol/L
Précision :	±1 mg/dL (0-25 mg/dL)
Source lumineuse :	8 LED super-lumineuses bicolores
Capteur :	Photodiode à large surface de 7,5 mm ²
Alimentation :	2 piles alcalines AA 1,5 V ou batterie Li-ion de 700 mAh
Taux de répétition :	<10%