

Etuve de stérilisation 65 litres

Type : WHL-65B

Marque : FAITHFUL

Origine : CHINE



Descriptions :

A l'intérieur de l'étuve de travail, l'air chaud est convectif naturellement et cycliquement
Régulateur de température intelligent par micro-processeur PID avec fonctions de
protection contre la surchauffe
Lumière LED standard
Nouvelle poignée anti-chaud
Ecran LED
Système de protection contre les sur températures
Limiteur de température numérique indépendant de haute précision

Caractéristiques techniques :

Cycle : Naturel convection

Fonction :

- Température Intervalle : RT + 10-300 °C
- Résolutions de température : 0,1 °C
- Mouvement de température : ± 1 °C

Structure :

- Chambre Intérieur : acier inoxydable
- Coque Extérieur : Peint par pulvérisation électrostatique à laminage froid
- couche d'Isolation : laine de roche de haute qualité (avec certification CE)
- Chauffage : Alliage nickel-chrome
- Puissance : 1,6 kW
- trou d'échappement: $\varnothing 28$ mm 0

Manette :

- contrôle de température : Deux sections de température intelligent PID
- paramètre de température : Réglage sur bouton
- Affichage de Température : Modèle B : affichage sur LED
- Minuteur : 0-9999min (avec mode attente)
- Fonction d'opération : fonctionnement à température fixe, fonction de Temporisation, arrêt automatique
- Capteur : PT100

Dispositif de sécurité : Alarme sonore et lumineuse de surchauffe

Spécifications :

- Intérieur Chambre taille (w x l x h) (mm) : 400 x 360x 450 mm
- Extérieur Taille (W x l x h) (mm) : 550 x 550x 840 mm
- Emballage Taille (W x l x h) (mm) : 640 x 635x 985 mm
- Le volume : 65 L
- Nombre d'Étagère : 9
- Charger par étagère : 15 kg
- espace entre les Étagères : 35 mm
- Alimentation (50 / 60Hz): 100-240V -50/60 Hz
- Poids net / poids brut (kg) : 44/49 kg
- Cycle : Naturel convection