

Microscope trinoculaire 04 objectifs

Marque: SINHER
Modèle: XSZ-126III
Origine: CHINE



Description :

Affichage d'image nette avec une excellente fonction optique.

Occupation d'espace réduite grâce à un design de support intégré, faible exigence environnementale avec technologie anti-moisissure.

Fonctionnement confortable avec un principe de conception ergonomique.

Spécifications techniques:

Système optique : Système optique fini

Oculaire : WF10X/18mm – Oculaire à champ large 10x avec un champ de vision de 18mm.

Tête d'observation : Tête trinoculaire Seidentopf inclinée à 30°, distance interpupillaire 48-75mm

Objectif : Achromatique 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Huile)

Porte-objectifs : Porte-objectifs quadruple rétractable

Platine : Platine mécanique à double couche, taille 140x140mm, plage de déplacement 75x50mm

Condenseur : Condenseur Abbe NA1.25

Système de mise au point : Réglage coaxial grossier et fin, division fine de 0.002mm, plage de déplacement de 25mm

Illumination: Éclairage LED S-LED
